

Tecnologias

FACE

Onde **ciência, tecnologia e beleza** se encontram!



QUESTÃO DE RESPEITO

SE **VOCÊ LIMITA** SEUS
DISPAROS, ESTÁ LIMITANDO
SEU CRESCIMENTO

VISAGE

**ULTRASSOM
MICROFOCADO**
MAIS POTENTE E PORTÁTIL

Tecnologia de
alta performance
**SEM CARTUCHO E
SEM TRAVAS PARA
MULTIPLICAR SEUS
GANHOS!**



VISAGE ATINGE DESDE AS CAMADAS DA DERME MAIS SUPERFICIAIS ATÉ AS MAIS PROFUNDAS

O Visage é um Ultrassom Microfocado H.I.F.U portátil, desenvolvido com tecnologia avançada que dispensa o uso de cartuchos, garantindo disparos ilimitados e um desempenho superior nos tratamentos de rejuvenescimento, flacidez, gordura localizada facial e harmonização facial.

MELHORES RESULTADOS

**MODO
PONTUAL**



Disparos mais longos e precisos, indicados para tratamentos de áreas específicas, como contornos faciais.

**MODO
SCANNING**



Disparos mais rápidos e dinâmicos, ideais para cobrir áreas maiores de maneira eficiente, otimizando o tempo de cada sessão.

1,5 mm

3 mm

4,5 mm

6 mm



SONOFOCUS



ULTRASSOM MICRO E MACROFOCADO
SEM LIMITES DE DISPARO



HIFU PARA GRANDES E PEQUENAS ÁREAS



Aplicador Grande
de 20 mm
+ Espaçador 10 mm
Até 300J de energia



Aplicador Pequeno
Até 6J de energia



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Rejuvenescimento facial;
- Flacidez de pele;
- Melhora do contorno facial;
- Gordura localizada em papada;
- Lifting facial;
- Redução de rugas.

CRYOTECAR

1ª CRIOFREQUÊNCIA E RADIOFREQUÊNCIA
FRACIONADA ABLATIVA NÃO INVASIVA

Aplicadores
**E PONTEIRAS
FACIAIS**



ÚNICO COM
PONTEIRAS FRACIONADAS

AUTOCLAVÁVEIS

Três tamanhos de ponteiros
(P, M e G), todas autoclaváveis
para máxima segurança e
versatilidade.

MAIOR POTÊNCIA DO MERCADO 1200W Potência Total
150W de Potência RMS

- Único equipamento com 4 frequências diferentes (0,5 MHz, 1 MHz, 2,4 MHz e 4 MHz).
- Modo frequência varredura atua em 4 profundidades durante o tratamento.
- Modo frequência alternada atua em 2 profundidades ao mesmo tempo.



ANTARES

FOTOBIMODULAÇÃO



- NOVA GERAÇÃO DE LEDs • MAIOR POTÊNCIA
- MENOR DIVERGÊNCIA DO FEIXE DE LUZ



Cluster G1 Led 590 nm, 630 nm e 850 nm
 Cluster G2 Led 590 nm e 850 nm
 Cluster G3 Led RGB, Led 590 nm e Led 850 nm
 Cluster P1 Led RGB e Laser 808 nm
 Cluster P2 Led 630 nm e 850 nm



Probe 1 Led RGB
 Probe 2 Led 850 nm
 Probe 3 Laser 660 nm
 Probe 4 Laser 808 nm
 Probe 5 Laser 904 nm

LASERPULSE

FOTOBIMODULAÇÃO



Probe Laser 808 nm
 Probe Laser 660 nm
 Probe Laser 904 nm
 Probe Led 410 nm
 Probe Led 590 nm
 Probe Led 850 nm
 Probe Led RGB

- PORTÁTIL • ERGONÔMICO • BATERIA INTERNA



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Rejuvenescimento facial;
- Gordura localizada em papada;
- Acne e cicatrização;
- Hiperpigmentação;
- Psoríase;
- Herpes labial;
- Equimose;
- Pós-cirurgia plástica;
- Rosácea;
- Flacidez de pele.



LASERPUNATURA:

- Convencional;
- Frequências de Nogier;
- Frequências de Reinger;
- Frequências de Bahr;
- Frequências S.

LYRA

LUZ INTENSA PULSADA



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Rejuvenescimento;
- Foliculite;
- Uniformização da pele;
- Remoção de telangiectasias;
- Tratamento de rosácea;
- Diminuição de rugas e sulcos;
- Tratamento de pele acneica;
- Remoção de manchas;
- Remoção de pelos;
- Tratamento para flacidez.

- PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS
- SELEÇÃO MANUAL



APLICADOR



FILTRO 530 nm



FILTRO 640 nm



FILTRO 480 nm



MYRA

ENDOLASER

- PARÂMETROS AUTOMÁTICOS
- 3 PARÂMETROS DE ENERGIA
- POWER WAVE



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Tratamento de gordura de submento;
- Rejuvenescimento facial.



MODO CONTÍNUO
OU PULSADO



2 COMPRIMENTOS DE
ONDA 980 nm/30 W
e 1470 nm/16 W



MODO DUAL

46 W MAIOR POTÊNCIA
DO MERCADO



SYRIUS

ND:YAG Q-SWITCHED

LASER DE ALTA
PERFORMANCE

O sistema do Syrius YAG não possui bloqueio de disparos, permitindo que você realize seus atendimentos sem interrupções ou necessidade de destravamento do software.



Ponteira
1320 nm

- Black Peel (Peeling de Hollywood)
- Rejuvenescimento da pele
- Redução de poros dilatados




Ponteira
1064 nm

- Remoção de micropigmentação (pigmentos escuros, castanhos e azulados)
- Melanose solar
- Melasma
- Rejuvenescimento
- Linhas finas
- Flacidez tissular grau I e II



Ponteira
755 nm

- Estrias
- Linhas de expressão
- Micropigmentação



Ponteira
532 nm

- Remoção de micropigmentação (pigmentos vermelhos e laranjas)
- Microvasos
- Telangiectasias



**PONTEIRAS COM EXCLUSIVO
SISTEMA DE REGULAGEM DO SPOT**



DERMOTONUS ESTHETIC

RADIOFREQUÊNCIA
E VACUOTERAPIA



- RADIOFREQUÊNCIA E VACUOTERAPIA NO MESMO APLICADOR
- MASSAGEM MECÂNICA
- MICRODERMOABRASÃO (PEELING DE DIAMANTE)
- TECARTERAPIA E RADIOFREQUÊNCIA



Aplicador
FACIAL



Aplicador
CORPORAL



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Remodelagem facial;
- Gordura localizada em papada;
- Flacidez de pele;
- Rejuvenescimento facial.



OPCIONAIS PARA
TECARTERAPIA E
VENTOSATERAPIA

5

TERAPIAS
DIFERENTES NO
MESMO EQUIPAMENTO



RADIOFREQUÊNCIA
E VACUOTERAPIA NO
MESMO APLICADOR

HOOKE RADIOFREQUÊNCIA

Primeira e Única | RADIOFREQUÊNCIA
DE ALTA POTÊNCIA

Primeiro e único equipamento nacional que opera na frequência de 27,12 MHz. Inovador, o novo Hooke foi desenvolvido para proporcionar tratamentos rápidos e eficazes em radiofrequência facial, corporal e íntima. Ele aquece os tecidos em segundos, trazendo praticidade e agilidade, sem a necessidade de placa dispersiva.



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Gordura localizada;
- Flacidez de pele;
- Rejuvenescimento facial.



4 VERSATILIDADE COM
APLICADORES

Configure os parâmetros de forma simples e rápida, adaptando o tratamento de acordo com seus protocolos e necessidades clínicas.





POLARYS PLAXX

CRIOLIPÓLISE + ELETROESTIMULAÇÃO

- **Potencializa resultados** com a corrente Aussie combinada com a Criolipólise.
- **Melhorar o tônus da pele** com a microcorrente combinada com a Criolipólise.

O mundo da **Eletroestimulação** **potencializando** o poder da Criolipólise, podendo ser **usado com eletrodos**, agulhas e de **maneira combinada** no aplicador da Criolipólise.



RESFRIAMENTO
+ 8°C a -11°C



AQUECIMENTO
ATÉ 40°C

Controle fidedigno
de temperatura

Ajuste individual de
temperatura em todos
os aplicadores

APLICADOR EXCLUSIVO:
Ponteiras **intercambiáveis**,
para **melhor** acoplamento
em **diversas áreas** do corpo.



Sistema
de encaixe
fácil e rápido



Aplicador
com diversas
possibilidades

Eletroestimulação
Facial + Criolipólise
de Papada



PLASMED

JATO DE PLASMA

- BATERIA **INTERNA**
- **MENOS** DESCONFORTO
- **MENOS EDEMAS** PÓS-APLICAÇÃO
- PORTÁTIL, **EFICAZ E PRECISO**



ESPAÇADOR
EXCLUSIVO

MALETA
EXCLUSIVA



TRATAMENTOS FACIAIS:

- Olheiras;
- Flacidez de pele;
- Rejuvenescimento facial;
- Flacidez de pele palpebral (blefaro sem cortes);
- Hiperpigmentação de pele;
- Despigmentação de micropigmentação.

PONTEIRAS DE FULGURAÇÃO E CONTATO:



Ponteira Curva



Ponteira Agulha




Ponteira Reta



Ponteira Cone



Ponteira Disco Maior



Ponteira Disco Menor



Ponteira G



Ponteira M



Ponteira P



Acesse nossas
Redes Sociais



 (27) 99981-1054

  centrotecnicovidativa

 www.vidativa.com.br

Centro Técnico Vidativa

Av. Champagnat, 645, Sala 101, Ed. Palmares – Vila Velha,
Praia da Costa – ES. CEP: 29101-370

