

CATÁLOGO

LINHA OURO DE
REABILITAÇÃO



IBRAMED

Pressury

PRESSURE THERAPY

A PRESSOTERAPIA MAIS COMPACTA
DO MERCADO NACIONAL



PRESSOTERAPIA DE ALTA PERFORMANCE:

TECNOLOGIA, EFICIÊNCIA E VERSATILIDADE


O Pressury é um equipamento avançado de Compressão Pneumática Intermitente, desenvolvido para otimizar a circulação sanguínea e linfática por meio da Pressoterapia. Compacto e versátil, ele combina tecnologia de ponta com praticidade, sendo a escolha ideal para tratamentos em reabilitação, estética, ambiente hospitalar e home care.

CONTROLE INDIVIDUAL
DO TEMPO DE PRESSÃO

6 CÂMARAS
INDEPENDENTES


AJUSTE INDEPENDENTE
EM CADA CÂMARA

ATÉ 300 mmHg
PRESSÃO AJUSTÁVEL



PROGRAMAÇÃO INTUITIVA E MODERNA COM O APP

Com o aplicativo exclusivo, o Pressury oferece uma experiência moderna e intuitiva para facilitar a programação dos tratamentos.



LANÇAMENTO

O ULTRASSOM TERAPÊUTICO QUE CABE NO SEU BOLSO

SONOPULSE

Portable



O ULTRASSOM MAIS
PORTÁTIL DO MERCADO



APLICADOR COM
ERA DE 8 CM² E
24 WATTS DE POTÊNCIA



PROTÓCOLOS - SUGESTÕES DE USO
EMBASADOS
CIENTIFICAMENTE



PERMITE O USO DE
TERAPIA COMBINADA

INDICAÇÕES

Alívio da dor, Redução dos espasmos musculares, Drenagem de edema, Aumento da circulação sanguínea local e Aumento da amplitude de movimento em articulações contraturadas.

NÈARTEK

RADIOFREQUÊNCIA E TECARTERAPIA

- Primeira Tecarterapia do Brasil • **Técnica dinâmica**
- Reabilitação física • **6 frequências (500 KHz a 1 MHz)**

Indicações: relaxamento muscular, diminuição da fadiga muscular, recuperação muscular pós-treino, aumento do fluxo sanguíneo local, redução dos espasmos musculares, estética e reabilitação.



APLICADORES MULTIPOLARES E MONOPOLARES



Bipolar Resistivo e Capacitivo



Tetrapolar Resistivo e Capacitivo



Decapolar Resistivo e Capacitivo



Disco 20mm Resistivo e Capacitivo



Disco 30mm Resistivo e Capacitivo



Disco 50mm Resistivo e Capacitivo



Disco 60mm Resistivo e Capacitivo



SONOPULSE II E II SYSTEM

ULTRASSOM E ELETROESTIMULAÇÃO

- Ultrassom 1 e 3 MHz • **Terapia combinada**
- **4 canais de saída:** Aussie, Russa, Interferencial e Polarizada
- **2 canais de saída:** High Volt • **1 canais de saída:** Ultrassom
- **Correntes:** Aussie, Russa, High Volt, Tens, Fes, Polarizada, Interferencial Bipolar e Tetrapolar e Microcorrente.

Indicações: alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática e pós-operatória, aumento da circulação sanguínea local, cicatrização de úlceras e feridas, redução de edema, drenagem linfática, relaxamento temporário de espasmos muscular, eletroporação de ativos e fármacos, prevenção ou retardo de atrofia por desuso, reeducação motora, aumento de torque muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular, permeação de ativos e fármacos (iontoforese).



aplicador
ERA 1 cm²
3W de potência



aplicador
ERA 6 cm²
18W de potência



aplicador
ERA 10 cm²
30W de potência

Sonopulse II acompanha aplicador com ERA 10 cm²
Sonopulse II System acompanha aplicadores com as ERAs de 1, 6 e 10 cm²



SONOPULSE

ULTRASSOM TERAPÊUTICO

• Reabilitação e estética • **Contínuo e pulsado** • 1 e 3 MHz

Indicações: alívio da dor, redução dos espasmos musculares, aumento do fluxo sanguíneo local e aumento da amplitude de movimento de articulações contraturadas usando calor associado a técnicas de alongamento.



aplicador
ERA 8 e 1 cm²
24W e 3W de potência

SONOPULSE COMPACT

1 OU 3 MHz

ULTRASSOM TERAPÊUTICO

• Reabilitação e estética • **Contínuo e pulsado**

Indicações: alívio de dor, redução de espasmos musculares, drenagem de edema e aumento da circulação sanguínea local.



aplicador
ERA 8 cm²
24W de potência



SONOPULSE III

ULTRASSOM TERAPÊUTICO

• Reabilitação e estética • **Contínuo e pulsado** • 1 e 3 MHz

Indicações: alívio de dor, redução de espasmos musculares, drenagem de edema e aumento da circulação sanguínea local.



aplicador
ERA 8 cm²
24W de potência

NEURODYN SYSTEM ELETROESTIMULADOR



- **Estimulador neuromuscular transcutâneo**
- 4 Canais de saída com controles independentes
- **Reabilitação**
- **Correntes elétricas:** Aussie, Russa, TENS, FES, Interferencial bipolar e tetrapolar, Microcorrente, Polarizada e High Volt.

Indicações: prevenção ou retardo de atrofia por desuso, reeducação motora, aumento de torque muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular, alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática e pós-operatória, relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea local, cicatrização de úlceras e feridas, cicatrização de lesões pós-trauma ou pós-operatória aguda, redução de edema, permeação de fármacos (iontoforese e eletroporação), controle da inflamação e drenagem linfática e vascular.



NEURODYN II ELETROESTIMULADOR



- **Estimulador neuromuscular transcutâneo**
- 4 canais com controles independentes
- **Reabilitação e Estética**
- **Correntes:** TENS, FES e Russa.

Indicações: prevenção ou tratamento de atrofia por desuso, aumento da circulação sanguínea local, reeducação muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento, relaxamento de músculos espásticos, alívio sintomático e tratamento da dor crônica, alívio sintomático da dor pós-traumática aguda e dor pós-operatória aguda.



NEURODYN III

ELETROESTIMULADOR

- **Estimulador Neuromuscular Transcutâneo**
- **2 Canais com controles independentes**
- **Reabilitação**
- **Correntes elétricas: Tens e Fes**

Indicações: prevenção ou tratamento de atrofia por desuso, aumento da circulação sanguínea local, reeducação motora, manutenção ou aumento da amplitude de movimento, relaxamento de músculos espásticos, alívio sintomático e tratamento da dor crônica, alívio sintomático da dor pós-traumática aguda, dor pós-operatória aguda e reabilitação.



Caneta
Eletroestimulação
Facial, Russa e Aussie

NEURODYN 10 CANAIS

ELETROESTIMULADOR

- **Maior número de canais do mercado**
- **10 Canais de saída com controle independente**
- **Reabilitação e Estética**
- **Correntes elétricas: Aussie, Russa, Microcorrente e Eletroacupuntura**

Indicações: prevenção ou retardo de atrofia por desuso, reeducação motor, aumento de torque muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular, relaxamento de espasmos musculares, alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática e pós-operatória, aumento da circulação sanguínea local, cicatrização tecidual e técnica de eletroacupuntura.

Neurodyn Aussie Sport

ELETROESTIMULADOR

- **Estimulador Neuromuscular Transcutâneo**
- **4 Canais com controles independentes**
- **Reabilitação e Estética**
- **Corrente Aussie: tecnologia exclusiva Ibramed, conhecida também como corrente australiana**

Indicações: prevenção ou retardo de atrofia por desuso, reeducação motora, aumento de torque muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular, alívio sintomático da dor crônica intratável, dor aguda pós-traumática e dor aguda pós-cirúrgica, relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea local, estética e reabilitação.





NEURODYN

ELETROESTIMULADOR

- **Estimulador Neuromuscular Transcutâneo**
- 2 Canais com controles independentes
- **Reabilitação e Estética**
- **Correntes: TENS/FES e Russa**

Indicações: prevenção ou tratamento de atrofia por desuso, aumento da circulação sanguínea local, reeducação muscular, manutenção ou aumento da amplitude de movimento, relaxamento de músculos espásticos, alívio sintomático e tratamento da dor crônica, alívio sintomático da dor pós-traumática aguda e dor pós-operatória aguda.

NEURODYN EVOLUTION

ELETROESTIMULADOR

- **Tratamento de distúrbios uro-ginecológicos e coloproctológicos**
- **Aplicativo Exclusivo**
- **5 Terapias Diferentes (Aussie, Tens, Fes, Biofeedback Perineal, Modo Dual)**

Indicações: reabilitação das disfunções uro-ginecológicas e coloproctológicas (incontinências, bexiga hiperativa e disfunções dos músculos do assoalho pélvico).




ACESSÓRIOS



**Sonda
Terapia
Combinada**



**Sonda
Teflon**



**Sonda
Látex**



**Torre de
Bargraph**
fortalecimento
do biofeedback

FAMÍLIA NEURODYN

PORTABLE SYSTEM

ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR
TRANSCUTÂNEO DE 2 CANAIS
COM CONTROLES INDEPENDENTES

100% PORTÁTIL
OPERADO ATRAVÉS DE BATERIA
RECARREGÁVEL OU CONECTADO



NEURODYN TENS/FES

ELETROESTIMULADOR

• **Correntes:** TENS e FES

Indicações: alívio da dor e reeducação motora.

NEURODYN TENS

ELETROESTIMULADOR

• **Corrente:** TENS

Indicações: alívio da dor.



NEURODYN SYSTEM

ELETROESTIMULADOR

• **Correntes:** Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES.

Indicações: auxiliar do fortalecimento muscular, auxiliar no alívio da dor, auxiliar na reeducação motora.

CASE EXCLUSIVO DE
TRANSPORTE





OZION

OZONIOTERAPIA

- Fluxo de ozônio automático
- Reconhecimento Automático de Pressão
- Sistema de manutenção e concentração de Ozônio
- Reabilitação e Estética



Exclusivo Frasco de Ozonização de Água de 1L

THERMOPULSE

ONDAS CURTAS

- Terapia de Diatermia por Ondas Curtas
- Frequência de 27,12 MHz
- Reabilitação
- 2 métodos de aplicação da terapia por ondas curtas: o indutivo e capacitivo

Indicações: alívio da dor, redução dos espasmos musculares, diminuição da rigidez articular, contraturas musculares, aumento do fluxo sanguíneo local, condições inflamatórias crônicas, bursites, tenossinovites, sinovites e doença inflamatória crônica da pelve.



THORK

ONDAS DE CHOQUE

- Tecnologia pioneira nacional
- 8 ponteiros (4 de aço inox e 4 de termoplástico)
- Ponteiros de 6 mm, 15 mm, 25 mm e 34 mm
- Reabilitação e Estética
- Aplicador com 9 milhões de disparos

Indicações: terapias biomecânicas, pontos gatilhos miofasciais, desordens das inserções tendíneas, ativação dos músculos e do tecido conjuntivo, acupuntura, melhora temporária da circulação sanguínea local.



4 Ponteiros Termoplásticos



4 Ponteiros Aço Inox



Aplicador

LINHA DE FOTOBIMODULAÇÃO



LASERPULSE FOTOBIMODULAÇÃO

- **Diferentes Comprimentos de Onda**
- **Técnica ILIB** • **Reabilitação e Estética**
- **Tecnologia Led/Laser, com modo de emissão contínuo e pulsado**

Indicações: tratamento de artrites, tratamento de artroses, tratamento para paralisia facial, tratamento da síndrome do túnel do carpo, tratamento de epicondilite, tratamento de tendinite, processos cicatriciais, estímulo da microcirculação, redução de edemas, regeneração do tecido musculoesquelético, aumento da circulação local, alívio de dor muscular e articular, relaxamento muscular, alívio de espasmos musculares, alívio da dor e rigidez leves relacionadas com as artrites, recuperação muscular após exercício e aumento de performance muscular na atividade física.



ANTARES FOTOBIMODULAÇÃO

- **NOVA GERAÇÃO DE LEDs** • **MAIOR POTÊNCIA**
- **MENOR DIVERGÊNCIA DO FEIXE DE LUZ**


Indicações: tratamento de artrites, tratamento de artroses, tratamento para paralisia facial, tratamento da síndrome do túnel do carpo, tratamento de epicondilite, tratamento de tendinite, processos cicatriciais, estímulo da microcirculação, redução de edemas, regeneração do tecido musculoesquelético, aumento da circulação local, alívio de dor muscular e articular, relaxamento muscular, alívio de espasmos musculares, alívio da dor e rigidez leves relacionadas com as artrites, recuperação muscular após exercício e aumento de performance muscular na atividade física.





Acesse nossas
Redes Sociais



 (27) 99981-1054

  centrotecnicovidativa

 www.vidativa.com.br

Revisão: 0006 - 20/08/2025

Centro Técnico Vidativa

Av. Champagnat, 645, Sala 101, Ed. Palmares - Vila Velha,
Praia da Costa - ES. CEP: 29101-370

